


O VENTILADOR QUE
JÁ VEM COMPLETO




FlexiMag



2460

ANVISA
80659160003



ASSISTÊNCIA REMOTA
MAGNAMED (ARM)
A TECNOLOGIA FAZ
A DIFERENÇA



Ventila desde paciente neonatal
até pediátrico e adulto



Já vem com sugestão segura,
conforme o peso do paciente



Bateria com
3 horas de duração

Interface do Usuário	
Tipo e Tamanho	Display sensível ao toque 10,4" ou 15"
Peso	18,0 kg (39,7 lbs)
Dimensões L x A x P	453 x 1335 x 542mm (17.8 x 52.6 x 21.3 inch)
Comunicação/Interface	Interface serial RS-232C
Assistência Técnica Remota	Diagnóstico e Assistência remota (ARM)

Especificações das Condições de Operação	
Fonte elétrica	100 a 240 V, 50/60 Hz
12 V _{DC} externa	sim (opcional)
Bateria	210 minutos
Entrada de gás O ₂	29 a 87 psi (200 a 600 kPa)
Entrada de gás AR	29 a 87psi (200 a 600 kPa)
Temperatura	-10 a 50°C (14 a 122°F)
Pressão atmosférica	600 a 1.100 cmH ₂ O (ou hPa ou mbar)
Umidade relativa	15 a 95%

Ajustes dos Parâmetros	
Tipo de paciente	Adulto, Pediátrico e Neonato
Volume corrente	10* a 3000 ml
Frequência respiratória	0 a 200 rpm
Fluxo inspiratório	1 a 180 L/min
Tempo de subida	0 a 2,0 s
Tempo inspiratório	0,05 a 30 s
Pressão inspiratória	0 a 120 cmH ₂ O (ou hPa ou mbar)
Peep	0 a 50 cmH ₂ O (ou hPa ou mbar)
Pressão suporte/ Δ PS	0 a 120 cmH ₂ O (ou hPa ou mbar)
Ciclagem por fluxo (% fluxo de pico)	5 a 80 %
Sensibilidade assistida (Pressão)	0,0 a -20 cmH ₂ O (ou hPa ou mbar)
Sensibilidade assistida (Fluxo)	0,0 a 30 L/min
Relação I:E	1:599 a 299:1
Concentração O ₂	21 a 100%
Tipo de fluxo inspiratório	Quadrada, descendente, ascendente ou sinusoidal

* O ajuste de Volume Corrente para valores menores que 20ml é feito através do ajuste da pressão, monitorando do volume corrente no visor do ventilador.

Alarmes	
Volume minuto / Volume total	alta/baixa
Frequência respiratória	alta/baixa
Pressão máxima	alta/baixa
Peep	alta/baixa
Tempo de apneia	OFF, 0 a 60 s
Ajustes automáticos de alarmes	OFF, 10%, 20% e 30%

Modos Ventilatórios	
PCV, PCV-AC; VCV, VCV-AC; PRVC; V-SIMV+PS, P-SIMV+PS; CPAP/PSV; DualPAP/APRV; PLV-AC e NIV	

Monitorização	
Curva	PxT,FxT e VxT
Loops	VxF, PxV
Bargraph	Pressão (instantânea, pico e platô)
FiO ₂	Célula galvânica ou paramagnética (opcional)
Valor numérico	Volume corrente e Volume minuto; Frequencia respiratória; Tempo inspiratório e expiratório; Pressão máxima, média e platô; Peep; Relação I:E; FiO ₂ ; Resistência e complacência (estática e dinâmica); P0.1

Outras Funcionalidades	
Nebulizador	Sincronizado com a inspiração
Insuflação de Gás Traqueal (TGI)	Sincronizado com a expiração
Tendência	24 horas

Especificações Gerais	
Modo espera (Stand by)	on/off
Ciclos Manuais	sim
Sensor de fluxo	Distal

